

TOMEDO® API-GATEWAY

Anleitung Medikamendo neu einrichten – inkl. API-Gateway

Falls ein Server-Update nötig ist (Schritt 2): Bitte außerhalb der Sprechstunde durchführen – für das Update muss der Server neu gestartet werden.

1 INSTALLATION DES TOMEDO® API-CONNECTORS

- Die **tomedo®-Version** muss mind. **1.6.8** sein.
- Der **API-Connector** muss auf der aktuellen Version (mind. **4.2.0**) sein.
- Falls der Praxis nicht bekannt ist, ob der API-Connector aktiviert ist, bitte überprüfen und ggf. installieren (siehe Anleitung).


2 SERVER-UPDATE

- Die tomedo®-Version prüfen und ggf. auf die neueste verfügbare Version aktualisieren (Stand 30.06.2026: **v1.6.9**).


Anleitung tomedo®: support.tomedo.de/handbuch/server-tools/update

3 MEDIKAMENDO MARKER HINZUFÜGEN

- 1 tomedo®-Client öffnen und mit **Admin-Zugang** anmelden.
- 2 Im Menü **Admin → Marker** öffnen, unten links auf **+** drücken und als Beschreibung **Medikamendonutzer** eintragen – falls links in der Liste noch kein Marker **Medikamendonutzer** steht.




– Menü **Admin → Marker** (rot markiert).



– Unten links auf **+** klicken und als Beschreibung **Medikamendonutzer** eintragen.

4 API-VERWALTUNG: MEDIKAMENDO NEU INSTALLIEREN

1 Im Menü **Admin** → **API-Verwaltung** öffnen.



— Menü **Admin** → **API-Verwaltung** (rot markiert).

FOLGENDE DIALOGE BITTE BESTÄTIGEN

1

Partnerinhalte überschreiben?

Mit **Ja** bestätigen.

2

Partner aktiviert lassen?


Partner aktiviert lassen wählen.

3

Zugriff auf alle Patienten

Anpassen → **erteilen**, dann OK.


- Links **medikamendo** auswählen, rechts auf **Neu installieren** klicken, dann mit **OK** bestätigen.
- Falls etwas nicht klappt: unten links auf **Aktualisieren** (Kreis-/Pfeil-Symbol) klicken und erneut versuchen.



— **medikamendo** links wählen, dann **Neu installieren** (rot markiert).

5 SERVER-ID MITTEILEN

- Rechts neben der Server-ID auf den **Kopier-Button** klicken und die ID an Medikamendo schicken – so kann das API-Gateway getestet werden.



- Server-ID über den **Kopier-Button** rechts kopieren und an Medikamendo senden.

6 VERBINDUNGSTEST & FREISCHALTUNG

- Nach Erhalt der Server-ID prüft Medikamendo kurz die API-Verbindung und schaltet die API frei.
- Anschließend wird die Bearbeitung der Medikamendo-Bestellungen direkt in der **tomedo®-Inbox** freigeschaltet.

Fragen oder Unterstützung nötig?

Wir helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung – buchen Sie einen technischen Support-Termin:

calendly.com/soeren-lepin-medikamendo

Medikamendo-Team · hello@medikamendo.de